


Anti-Akt1S1/Pras40 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96B36

Artikelnummer: CM0011445



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes AKT1S1/PRAS40, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur mTORC1-Signalübertragung. Proteingewicht: 27 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKT1S1/PRAS40 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84335
GenID	84335
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96B36
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel