


Anti-Akt1S1/Pras40 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96B36

Artikelnummer: CM0030710



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen AKT1S1/PRAS40, einem wichtigen negativen Regulator von mTORC1. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Molekulargewicht 27 kDa. Geeignet für Forschung zu Zellwachstum und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKT1S1/PRAS40 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84335
GenID	84335
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96B36
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel