


Polyklonaler Anti-Akt1S1/Pras40-Kaninchenantikörper Für Wb, Elisa - Q96B36

Artikelnummer: CM0020567



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen AKT1S1/PRAS40, einen negativen Regulator von mTORC1, für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes AKT1S1/PRAS40; vorhergesagtes Molekulargewicht 27 kDa. Ideal für die Erforschung der Nährstoffwahrnehmung und von Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKT1S1/PRAS40-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84335
Gen-ID	84335
Immunogen	Synthetisches Peptid, eine Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-256 des humanen AKT1S1/PRAS40 (NP_001092103.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96B36
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku