


Anti-Akt2 Monoklonaler Antikörper Für Wb - P31751

Artikelnummer: CM0006921



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes AKT2 (P31751) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der PI3K/AKT-Signalgebung, des Glukosestoffwechsels und des Zellüberlebens in humanen, murinen und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKT2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PKBB; PRKBB; HIHGH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	208
Gen-ID	208
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 390-490 von humanem AKT2 entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31751
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel