


Anti-Akt2 Poliklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P31751

Artikelnummer: CM0021831



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes AKT2 (PKB beta). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Geeignet für die Untersuchung von Insulinsignalwegen, Glukosetransport, Apoptose und Krebswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AKT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PKBB; PRKBB; HIHGHH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT2
Spezies	Mensch
GeneID	208
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 381-481 von humanem AKT2 entspricht (NP_001617.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P31751
Proteinmasse	56kDa
Versand	Eisbeutel