

## Anti-Akt3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y243

Artikelnummer: CM0007622



### Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes AKT3, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit AKT3 aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu AKT-Signalwegen, Krebs, Stoffwechsel und Gehirnentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | AKT3 Kaninchen-mAb                                                                                                        |
| Anmerkungen/Alias | MPPH; PKBG; MPPH2; PRKBG; STK-2; PKB-GAMMA; RAC-gamma; RAC-PK-gamma; AKT3                                                 |
| Spezies           | Human                                                                                                                     |
| Gen-ID (Human)    | 10000                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 93-154 des humanen AKT3 enthält (NP_005456.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                        |
| SWISS             | Q9Y243                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 56 kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |