

Anti-Akt3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y243

Artikelnummer: CM0017904



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes AKT3 (RAC-Gamma-Serin/Threonin-Proteinkinase) gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die AKT-Signalwegforschung in der Hirnentwicklung und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	AKT3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MPPH, PKBG, MPPH2, PRKBG, STK-2, PKB-GAMMA, RAC-gamma, RAC-PK-gamma, AKT3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10000
Gen-ID	10000
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 90-190 von humanem AKT3 (NP_859029.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y243
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel