


Anti-Alad Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13716

Artikelnummer: CM0030711



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen humanes ALAD (Delta-Aminolävulinat-Dehydratase/Porphobilinogen-Synthase). Validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Studien zur Häm-Biosynthese und Porphyrin-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALAD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PBGS; ALADH; ALAD
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	210
GeneID	210
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-330 von humanem ALAD (NP_000022.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13716
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel