


Anti-Alad Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P13716

Artikelnummer: CM0018120



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Delta-Aminolävulinsäure-Dehydratase (ALAD), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Erwartetes Band 36 kDa. Für die Häm-Biosynthese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ALAD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PBGS; ALADH; ALAD
Spezies	Human
GeneID (human)	210
GeneID	210
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-330 von humanem ALAD (NP_000022.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P13716
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel