

Anti-Alas1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13196

Artikelnummer: CM0008224

Einführung

Anti-ALAS1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes ALAS1, ein mitochondriales Enzym, das den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt der Häm-Biosynthese katalysiert. Ideal für die Häm-Stoffwechsel- und Porphyrin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALAS1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	211
GeneID	211
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 541-640 von humanem ALAS1 (P13196) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13196
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eistasche