

Anti-Alas1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für If/Icc Und Elisa - P13196

Artikelnummer: CM0014145

Einführung

Hochwertiges kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes ALAS1, validiert für IF/ICC und ELISA. Erkennt spezifisch humanes ALAS1, ein Schlüsselenzym der Häm-Biosynthese. Ideal für Studien zu Mitochondrien; Proteingewicht 71 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALAS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	211
GenID	211
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 von humanem ALAS1 enthält (NP_954635.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13196
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel