

Anti-Alas1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - P13196

Artikelnummer: CM0024853

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes ALAS1 (5-Aminolävulinat-Synthase 1). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zur Häm-Biosynthese und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALAS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	211
Gen-ID	211
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 von humanem ALAS1 (NP_954635.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13196
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel