

Anti-Alas2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P22557

Artikelnummer: CM0026184



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes ALAS2, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes ALAS2; geeignet für die Forschung an Hämbiosynthese und Erythropoese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALAS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASB; ANH1; XLSA; ALASE; XLDPP; XLEPP; ALAS-E; SIDBA1; ALAS2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	212
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-320 von humanem ALAS2 (NP_001033057.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22557
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel