


Anti-Albumin Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P02768

Artikelnummer: CM0018651



Einführung

Albumin Kaninchen-Polyklonales Antikörper validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Immunogen: rekombinantes Protein. Ideal für Studien zum plasmatischen osmotischen Druck und Metalltransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Albumin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	HSA; FDAHT; PRO0883; PRO0903; PRO1341; Albumin
Art	Mensch
GenID (Mensch)	213
GenID	213
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-609 des menschlichen Albumins (NP_000468.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02768
Proteinmasse	69kDa
Versand	Eisbeutel