


Anti-Albumin/Alb Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02768

Artikelnummer: CM0005521



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Albumin/ALB, validiert für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Albumin/ALB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ALB; HSA; PRO0883; PRO0903; PRO1341; Albumin; Albumin/ALB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	213
Gen-ID	213
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-609 von humanem Albumin/ALB (NP_000468.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02768
Proteingewicht	45kDa/47kDa/69kDa
Versand	Eisbeutel