

Anti-Alkoholdehydrogenase 1A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07327

Artikelnummer: CM0003381



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane Alkoholdehydrogenase 1A (ADH1A), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Alkoholstoffwechselforschung. - P07327.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alkoholdehydrogenase Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	ADH1; Alkoholdehydrogenase
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	124
Gen-ID	124
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der humanen Alkoholdehydrogenase (P07327) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P07327
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel