

Anti-Alkohol-Dehydrogenase Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07327

Artikelnummer: CM0014450



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliche Alkohol-Dehydrogenase 1A (ADH1A), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Untersuchung des Alkoholstoffwechsels und der Ethanoloxydation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Alkohol-Dehydrogenase Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADH1A; ADH1; Alkohol-Dehydrogenase
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	124
GenID	124
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 220-300 der menschlichen Alkohol-Dehydrogenase (NP_000658.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P07327
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel