

Anti-Aldh16A1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iz83

Artikelnummer: CM0011509

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches ALDH16A1 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Erkennt eine Bande von ~85 kDa in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Aldehyd-Dehydrogenase-Forschung im Stoffwechsel und in der Proteomik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH16A1 Rabbit mAb
Spezies	Mensch
Gen-ID	126133
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von menschlichem ALDH16A1 (Q8IZ83) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IZ83
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel