

Anti-Aldh18A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P54886

Artikelnummer: CM0016225



Einführung

Hochwertiger ALDH18A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der Prolinbiosynthese und des mitochondrialen Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH18A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSAS; P5CS; PYCS; SPG9; ADCL3; SPG9A; SPG9B; ARCL3A; ALDH18A1
Spezies	Human
GeneID (Human)	5832
GeneID	5832
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-240 von humanem ALDH18A1 (NP_002851.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P54886
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel