


Anti-Aldh1A1-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00352

Artikelnummer: CM0007162



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ALDH1A1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Erkennt ein zytosolisches Protein mit einer Molekülmasse von 55 kDa, das an der Retinsäuresynthese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH1A1 Rabbit PolymAb®
Anmerkungen/Alias	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	216
Gen-ID	216
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250–350 des humanen ALDH1A1 (NP_000680.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00352
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Kühlakku