


Anti-Aldh1A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P00352

Artikelnummer: CM0002988



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes ALDH1A1 (ALDC, RALDH1). Validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Retinsäurestoffwechsel und Entgiftung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH1A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
Spezies	Mensch
Gen-ID	216
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00352
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel