


Anti-Aldh1A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00352

Artikelnummer: CM0007189



Einführung

Validierter ALDH1A1 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes und Ratten-ALDH1A1, ein Schlüsselenzym der Retinsäuresynthese und Aldehyd-Detoxifizierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH1A1 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliae	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	216
Gen-ID	216
Immunogen	Synthetisches Peptid im Bereich der Aminosäuren 250-350 des humanen ALDH1A1 (NP_000680.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P00352
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel