


Anti-Aldh1A1 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00352

Artikelnummer: CM0021337



Einführung

ALDH1A1 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte. Erforschen Sie die Funktion der Aldehyd-Dehydrogenase 1A1 im Retinsäurestoffwechsel und der zellulären Entgiftung mit diesem validierten Kaninchen-Polyclonal-Antikörper.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH1A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	216
GenID	216
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 301-400 von menschlichem ALDH1A1 (NP_000680.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00352
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel