


Anti-Aldh1A2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O94788

Artikelnummer: CM0008833



Einführung

ALDH1A2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte ALDH1A2; rekombinantes Immunogen aus N-terminaler Sequenz; 57 kDa Protein; auf Eis versandt; ideal für Retinsäure-Signalisierung und Entwicklungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH1A2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DIH4; RALDH2; RALDH2-T; RALDH(II); ALDH1A2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8854
GenID	8854
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem ALDH1A2 (NP_003879.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94788
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel