


Anti-Aldh1A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O94788

Artikelnummer: CM0026546



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ALDH1A2 (RALDH2) für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Retinsäure-Signalgebung in Entwicklung und Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH1A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DIH4; RALDH2; RALDH2-T; RALDH(II); ALDH1A2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	8854
Gen-ID	8854
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-180 von humanem ALDH1A2 (NP_733797.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94788
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eistasche