

Anti-Aldh1B1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P30837

Artikelnummer: CM0018530



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen die humane mitochondriale Aldehyd-Dehydrogenase ALDH1B1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für Studien zum Alkoholmetabolismus, Entgiftung und oxidativen Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH1B1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	ALDH5; ALDHX; ALDH1B1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	219
Gen-ID	219
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 278-517 des humanen ALDH1B1 (NP_000683.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P30837
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel