


Anti-Aldh1L1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075891

Artikelnummer: CM0025438



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für humanes ALDH1L1, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf zytosolische 10-Formyltetrahydrofolat-Dehydrogenase, ein Schlüsselenzym im Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH1L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FDH; FTHFD; 10-FTHF; 10-FTHFDH; ALDH1L1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10840
GenID	10840
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von humanem ALDH1L1 (NP_036322.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75891
Proteingewicht	99kDa
Versand	Eisbeutel