


Anti-Aldh1L1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - O75891

Artikelnummer: CM0009123



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen menschliches ALDH1L1 (zytosolisches 10-Formyltetrahydrofolat-Dehydrogenase). Validiert für WB, IF, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Ein-Kohlenstoff-Metabolismus und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH1L1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	FDH; FTHFD; 10-FTHF; 10-FTHFDH; ALDH1L1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10840
Gen-ID	10840
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 180-300 von menschlichem ALDH1L1 (O75891) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75891
Proteinmasse	99 kDa
Versand	Eisbeutel