


## Anti-Aldh2-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - P05091

Artikelnummer: CM0017629



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane mitochondriale Aldehyddehydrogenase ALDH2, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt Maus- und Ratten-ALDH2; ~56 kDa.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ALDH2 Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2                                                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                     |
| GeneID (human)    | 217                                                                                                                        |
| GeneID            | 217                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-380 von humanem ALDH2 (NP_000681.2) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                |
| SWISS             | P05091                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 56kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                  |