


Anti-Aldh2-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05091

Artikelnummer: CM0015125



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ALDH2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der mitochondrialen Aldehyddehydrogenase beim Formaldehydabbau und verwandten Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
Spezies	Human
GeneID (human)	217
GeneID	217
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (321-480) von humanem ALDH2 (NP_000681.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05091
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel