


Anti-Aldh2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P05091

Artikelnummer: CM0002040



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches ALDH2, geeignet für WB und ELISA. Erkennt endogene Spiegel von ALDH2 bei den Arten Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Formaldehydabbau und mitochondrialer Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	217
GenID	217
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem ALDH2 (P05091) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05091
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel