

Anti-ALDH3A1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P30838

Artikelnummer: CM0027784



Einführung

ALDH3A1 Kaninchen pAb validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Detektiert ein 50 kDa großes Protein. Geeignet für Forschung zu Hornhaut und Entgiftung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH3A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ALDH3; ALDHIII; ALDH3A1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	218
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 des menschlichen ALDH3A1 (NP_001128640.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30838
Proteinmasse	50 kDa
Versand	Eisbeutel