

Anti-Aldh3A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P30838

Artikelnummer: CM0007549



Einführung

Validierter anti-ALDH3A1 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist Aldehyd-Dehydrogenase 3A1 (P30838), ein zytoplasmatisches Enzym, das entscheidend für die Aldehydentgiftung und den Hornhaut-UV-Schutz ist. 50 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH3A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ALDH3; ALDHIII; ALDH3A1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	218
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem ALDH3A1 entspricht. (NP_000682.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P30838
Protein-Gewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel