

Anti-Aldh3A1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11883

Artikelnummer: CM0009592



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ALDH3A1, eine zytoplasmatische Aldehyddehydrogenase mit einem Molekulargewicht von 50 kDa. Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, murinen und Rattenproteinen. Geeignet für die Forschung an der Hornhaut und zur Entgiftung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH3A1-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	AHDC; Aldh; Ahd-c; Aldh3; Aldh3a1
Art	Ratte
GeneID (Mensch)	218
GeneID	25375
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-103 der Ratten-Aldh3a1 (NP_114178.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11883
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku