

Anti-Aldh4A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P30038

Artikelnummer: CM0012665



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ALDH4A1, validiert für WB, IHC, IF/ICC, ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Prolin-Stoffwechsel und mitochondrialer Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH4A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P5CD; ALDH4; P5CDh; ALDH4A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8659
GenID	8659
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30038
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel