


Anti-Aldh5A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51649

Artikelnummer: CM0014560



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen ALDH5A1 (SSADH, SSDH) gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die GABA-Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH5A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SSDH; SSADH; ALDH5A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7915
GenID	7915
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P51649
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel