


Anti-Aldh5A1/Ssadh Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51649

Artikelnummer: CM0007111



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ALDH5A1/SSADH für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für GABA-Stoffwechsel- und Mitochondrienforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Aldehyd-Dehydrogenase 5-A1/SSADH/ALDH5A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SSDH; SSADH; Aldehyd-Dehydrogenase 5-A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7915
GenID	7915
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 777-976 von humanem ALDH5A1 (NP_001071.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51649
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel