

Anti-Aldh6A1 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02252

Artikelnummer: CM0016804



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ALDH6A1 (MMSDH), geeignet für IHC-P, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an mitochondrialer Malonat-Semialdehyd-Dehydrogenase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH6A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MMSDH; MMSADHA; ALDH6A1
Spezies	Mensch
GeneID (human)	4329
GeneID	4329
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 326-535 von humanem ALDH6A1 (NP_005580.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02252
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eistasche