

Anti-Aldh6A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q02252

Artikelnummer: CM0025160



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ALDH6A1, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt mitochondriale Methylmalonat-Semialdehyd-Dehydrogenase, beteiligt am Valin/Thymin-Katabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH6A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MMSDH; MMSADHA; ALDH6A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4329
Gen-ID	4329
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 326-535 von humanem ALDH6A1 (NP_005580.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02252
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel