


Anti-Aldh7A1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49419

Artikelnummer: CM0002033



Einführung

Anti-ALDH7A1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines ALDH7A1, eine multifunktionelle Aldehyddehydrogenase, die am Schutz vor oxidativem Stress, dem Lysinabbau und der Hemmung von Ferroptose beteiligt ist. Ideal für die Krebs- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDH7A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EPD; PDE; ATQ1; ALDH7A1
Spezies	Human
GeneID (human)	501
GeneID	501
Immunogen	Synthetisches Peptid. Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ALDH7A1 (P49419) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P49419
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eistasche