


Anti-Aldh7A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49419

Artikelnummer: CM0028906



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ALDH7A1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Aldehyd-Stoffwechsel, Ferroptose und Epilepsie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ALDH7A1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	EPD; PDE; ATQ1; ALDH7A1
Spezies	Human
Gen-ID	501
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 430-539 des humanen ALDH7A1 (NP_001173.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49419
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel