


Anti-Aldoa Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P04075

Artikelnummer: CM0014590



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ALDOA, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-ALDOA. Geeignet für Glykolyse- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDOA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALDA; GSD12; HEL-S-87p; ALDOA
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	226
Gen-ID	226
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-348 von humanem ALDOA (NP_908930.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04075
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche