


Anti-Aldoa Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04075

Artikelnummer: CM0003459



Einführung

Hochaffiner Anti-ALDOA Kaninchen-monoklonaler Antikörper, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Zielt auf menschliches ALDOA (P04075) ab, reagiert kreuzreagierend mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Glykolyse und Glukoneogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDOA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	ALDA; GSD12; HEL-S-87p; ALDOA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	226
Gen-ID	226
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1–100 der menschlichen Aldolase (P04075) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04075
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel