


Anti-Aldob Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05062

Artikelnummer: CM0025061



Einführung

Hochwertiger anti-ALDOB Kaninchen-Polyclonal-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murine und Ratten-ALDOB. Ideal für Studien zu Glykolyse, Glukoneogenese und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALDOB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ALDB; ALDO2; ALDOB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	229
GenID	229
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-200 des menschlichen ALDOB (NP_000026.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05062
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel