

Anti-Alg1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bt22

Artikelnummer: CM0029607

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ALG1, eine Schlüssel-Mannosyltransferase in der N-Glykosylierung. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für die Glykobiologie- und angeborene Störungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ALG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HMT1; MT-1; CDG1K; HMAT1; HMT-1; Mat-1; hMat-1; ALG1
Spezies	Human
GeneID (human)	56052
GeneID	56052
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 215-464 von humanem ALG1 (NP_061982.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BT22
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eistasche