

Anti-Alg13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Np73

Artikelnummer: CM0023999

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ALG13, validiert in WB und ELISA, detektiert endogenes ALG13 (~126 kDa) in humanen und murinen Proben. Geeignet für die Untersuchung von N-Glykosylierung, kongenitalen Glykosylierungsstörungen und der ER-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALG13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDG15; DEE36; EIEE36; MDS031; TDRD13; CXorf45; GLT28D1; YGL047W; ALG13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79868
GenID	79868
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-167 von humanem ALG13 (NP_001311219.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NP73
Proteingewicht	126 kDa
Versand	Eisbeutel