

Anti-Alg2 Poliklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H553

Artikelnummer: CM0028881

Einführung

ALG2 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, der gegen humanes ALG2 zielt – eine Mannosyltransferase, die an der N-Glykosylierung beteiligt ist. Er eignet sich für Forschung zu Glykosylierungsstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALG2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	CDG1I; CDGII; CMS14; NET38; CMSTA3; hALPG2; ALG2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	85365
Gen-ID	85365
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 197-416 des menschlichen ALG2 (NP_149078.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H553
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel