

Anti-Alg5-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y673

Artikelnummer: CM0019939

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen ALG5, validiert für die Anwendungen WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes ALG5 in humanen, murinen und Rattenproben. Ideal zur Untersuchung der Biosynthese dolicholgebundener Oligosaccharide und der N-Glykosylierungswege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALG5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PKD7; bA421P11.2; ALG5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29880
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 34-190 des humanen ALG5 (NP_037470.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y673
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku