


Anti-Alix / Pdcd6Ip Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wum4

Artikelnummer: CM0020201



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ALIX/PDCD6IP gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an endosomalem Sorting, Apoptose und viralem Knospungsprozess.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALIX / PDCD6IP Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AIP1; ALIX; HP95; DRIP4; MCPH29; ALIX / PDCD6IP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10015
Gen-ID	10015
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-180 von humanem ALIX / PDCD6IP (NP_037506.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WUM4
Proteingewicht	96kDa
Versand	Eisbeutel