


Anti-Alix Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q8Wum4

Artikelnummer: CM0007199



Einführung

Hochwertiger Anti-ALIX Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit ALIX von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Exosomen, Endozytose und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ALIX Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AIP1; ALIX; HP95; DRIP4; MCPH29
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10015
GenID	10015
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WUM4
Proteingewicht	96 kDa
Versand	Eisbeutel